

## Repose-pieds Dopio



Mode d'utilisation statique



Mode d'utilisation dynamique

Léger mais très robuste, le repose-pieds Dopio offre deux modes d'utilisation différents : soit avec sa face plate au sol, pour garantir un appui stable et une posture équilibrée au poste de travail, soit sur sa face semi-circulaire pour stimuler la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs, dans une posture plus dynamique. Son plateau est alors inclinable de  $-50^{\circ}$  à  $+50^{\circ}$ . Il dispose de bandes et patins en caoutchouc lui conférant une bonne adhérence au sol lors de l'utilisation.



### Le repose-pieds Dopio

est une solution de la marque ErgoExpert. Retrouvez plus de détails en page 10.


#### Points forts

- 2 modes d'utilisation : dynamique ou fixe
- Grande solidité
- Bonne adhérence au sol
- Idéal pour la prévention



Taux de recyclé **15%**  
Taux de recyclabilité **100%**

## Repose-pieds Quickstep



#### Points forts

- Deux modes d'utilisation
- Face couverte de picots massants
- Grande robustesse



#### Normes

EN 1335, BS 5459, ISO 9001,  
ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001

Le Quickstep est un modèle de repose-pieds basculant qui stimule la circulation sanguine, permettant ainsi d'éviter l'ankylose des membres inférieurs. Très léger, en matière plastique, il est ceinturé par 2 bandes de caoutchouc qui lui assurent une très bonne adhérence au sol.

Sa forme originale permet 2 modes d'utilisation : soit avec la face semi-circulaire au sol pour une position dynamique en bascule, soit avec la face plate au sol pour une position fixe. Les pieds sont alors posés sur la face couverte de picots pour un massage agréable de la plante des pieds, ce qui peut être intéressant en télétravail par exemple.

#### Données techniques

	Dopio	Quickstep
Dimensions plateau (l x p)	48,5 x 34,5 cm	43 x 33 cm
Réglage inclinaison plateau	+/-50°	+/-45°
Poids	1,85 kg	1,70 kg
Garantie	5 ans	